



Aufbiss-Schienen

Moderne Schienen ohne Kompromisse in Design und Qualität

NEU jetzt auch als Flexi-Schienen erhältlich



Indikation & Einsatzmöglichkeiten

- Craniomandibuläre Dysfunktion
- Bruxismus
- Schutz von Zahnschubstanz und Restaurationen
- Muskuläre Verspannungen im Kopf-Nackengebiet
- Präprothetische Vorbereitung / Bisshebung / Bissfindung

Material

- Thermoplast
- Polycarbonat
- PMMA

Optionen & Veredelung

Basis Schiene (K2)	Premium Schiene (K1)	Exklusiv Schiene (Privatleistung)
Einfache Aufbiss-Schiene nicht adjustiert ohne Einbisse (tiefgezogen)	Aufbiss-Schiene adjustiert mit Einbissen im SZ (gefräst/3D Druck)	Volladj. FAL Schiene mit Einbissen und Front-/Eckzahnführung (gefräst/3D Druck)

Indikation & Einsatzmöglichkeiten

Termin & Kostenvoranschlag:

- Aufträge für Schienen können Sie jederzeit und ohne Voranmeldung schicken
- Bitte planen Sie 7 Werkzeuge für die Lieferung der Aufbiss-Schiene ein
- Express-Lieferung innerhalb von 3 Werktagen möglich
- Wie von uns gewohnt, erhalten Sie die Schiene zum Fixpreis. Gerne erstellen wir Ihnen jederzeit einen Kostenvoranschlag für die Kasse oder Versicherung

Abformung & Unterlagen:

- Abformung ist sowohl analog als auch digital möglich
- Abformung muss den gesamten Unter- und Oberkiefer erfassen
- Bei digital ist darauf zu achten, dass alle Zähne gänzlich inkl. Unterschnitte und Interapproximalebereiche gescannt werden, für maximale Präzision vor dem Buccalscan die Kiefer mittels Front-Jig individuell sperren, alternativ sperrt cera-Technik nach Standardwerten im virtuellen Artikulator
- Bei analoger Abformung wird Impregum oder vergleichbare Präzisionsabformmassen empfohlen, Alginate nur für Gegenkiefer verwenden und sofort ausgießen oder in feuchte Tücher gewickelt zu cera-Technik schicken; SAM-Gesichtsbogen und Bissregistrator sind ebenfalls erforderlich

Einsetzen & Nachsorge:

Die Schienen können bei richtiger Pflege über mehrere Monate getragen werden.